

Beschreibung

Fangorührwerke

Die Fangorührwerke sind zur Aufbereitung von Fangoparaffin ausgelegt. Das aufbereitete Paraffin wird in der physikalischen Therapie zur Wärmebehandlung eingesetzt.

Die Rührwerke sind mit einer Sterilisationsautomatik bis 130 °C ausgestattet, dadurch kann das Paraffin wiederverwendet werden.

Modell TAA

Die Rührwerke der Modellreihe TAA verfügen über einen hochwertigen Aluminiumkessel (kein Gusskessel), der mit einer dickwandigen energiesparenden Isolierung ummantelt ist.

Modell TAE

Die Rührwerke der Modellreihe TAE verfügen über einen hochwertigen doppelwandigen Edelstahlkessel, der mit einer dickwandigen energiesparenden Isolierung ummantelt ist. Die Thermoölfüllung garantiert eine bessere Temperaturverteilung am gesamten Kessel.

Ausstattung:

- Verkleidung aus pflegeleichtem mustergewalztem Edelstahlblech.
- Der Rührer wird über einen leise laufenden Schneckengetriebemotor direkt von unten angetrieben. Der Motor ist verdeckt eingebaut.
- Beheiztes, langlebiges Auslaufventil NW 50 mm
- Deckel aus Edelstahl mit Gasfederhubhilfe und Sicherheitskontakt.
- Eingebauter Überhitzungsschutz durch Temperaturbegrenzer mit Eigensicherung.
- Integrierte schnell auswechselbare (Steckverbindung) Steuereinheit mit:
 - Ein-Aus-Schalter
 - Intervallrühren
 - Intervall Ein-Aus-Schalter
 - Dauerrührfunktion bis 60 Minuten
 - Stufenlose Temperaturregelung von ca. 55-75° C.
 - Sterilisationsautomatik
 - Motorschutzschalter
 - Fango-Sicherheitstemperaturanzeige
 - 2 Kontrollleuchten für Heizung und Sterilisation

Technische Daten::

Modell	TAA40	TAA50	TAA70	TAE40	TAE60	TAE80
Breite mm	510	610	610	610	610	610
Tiefe mm	510	610	610	610	610	610
Höhe mm	610	610	700	610	700	760
Kesselgröße:						
Höhe mm	320	300	400	270	355	440
Durchmesser mm	390	470	470	480	480	480
Inhalt kg	40	62	85	50	75	100
Inhalt Liter	35	50	70	40	60	80
Elektrischer Anschluss	2,5 kW	2,5 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Spannung DS	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Sonderausführung WS	230 V	230 V	230 V	230V	230 V	

Die Edelstahlrührwerke sind auch für Naturmoor und Pelose lieferbar.

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit Edelstahlrührer, Auslauf NW100, keine Sterilisationsautomatik